

Kal Stop®

FP2003

CZ

Přípravek určený k prevenci usazování vodního kamene v bojlerch parních žehliček a čističů. Obsahuje tanát železa, který redukuje množství kyslíku ve vodě, působí preventivně proti usazování vodního kamene a korozi, čímž chrání kovové části bojleru. Kalstop FP2003 není určen pro zařízení s tepelným výměníkem a klasické napařovací žehličky.

Pravidelné používání přípravku zajistí:

- delší životnost zařízení
- sníženou vlhkost páry
- větší množství vyvinuté páry
- úsporu energie

Návod k použití

Modely s bojlerem a bezpečnostním ventilem

- **Běžné dávkování:** Do bojleru Vaporetta či Vaporelly nalijte výrobcem doporučené množství vody. Odstraňte víčko ampule a půlku jejího obsahu vylijte do bojleru s vodou. Přístroj uveďte do chodu a použijte standardním způsobem.
- Pokud je ve vaší lokalitě výrazně **tvrdší voda**, můžete použít až jednu ampuli přípravku na jeden litr vody.
- **Zvláštní údržba:** Je-li již na stěnách bojleru usazena vrstva vodního kamene, nalijte do bojleru půl litru vody a do ní pět ampulí Kalstop FP2003. Zapněte přístroj, a jakmile bude pára připravena k použití, všechnu ji vypusťte žehlicí plochou žehličky či parní pistolí čističe. Pokud krusta vodního kamene zmizela, můžete pokračovat v běžném používání zařízení i dávkování přípravku.

- Každé dva měsíce bojler vypláchněte čistou vodou a tu následně vylijte. Uvidíte-li ve vylité vodě hnědé usazeniny, jedná se o správně zneutralizovaný vodní kámen přípravkem Kalstop FP2003.

Modely s možností průběžného doplňování vody

- **Běžné dávkování:** Obsah jedné ampule vylijte do nádoby s pěti litry vody. Touto vodou poté průběžně plňte bojler zařízení.
- **Zvláštní údržba:** Pokud je na stěnách bojleru již silná krusta vodního kamene, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

Přístroje s tepelným výměníkem

- Nepoužívejte přípravek Kalstop FP2003. Bojler plňte výhradně demineralizovanou vodou.

Přípravek nepožívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima je okamžitě důkladně vypláchněte proudem vody.

Složení: tanát železa v netěkavém roztoku vody. Ph 10,5.

Kalstop FP2003 je přípravek na přírodní bázi. Podléhá biologickému rozkladu a je netoxický.

Přípravek se prodává v **balení po 20 ampulích** a lze zakoupit pouze on-line na www.polti.cz a na uvedených výdejních místech.

Pro více informací nás kontaktujte na:

Výhradní zastoupení POLTI Spa pro Českou a Slovenskou republiku – Michal Roškot-Flex, Průhonická 127, 251 01 Čestlice tel.: (+420) 775 413 902 – e-mail: prodej@polti.cz – www.polti.cz